

유량 교정기 (Wide Accuracy Mass Flow Multi-Meter)

용도(Applications)

- Air, O₂, N₂의 양방향 유량 및 온도 측정
- 유량 점검이 필요한 장치의 점검 및 교정

특징(Features)

- 4ms의 빠른 응답 및 고정밀도의 유량측정
- 4개의 측정값을 동시에 표시하는 컬러 터치 스크린
- 다양한 튜브에 연결 가능하여 활용성 증대
- 데이터 저장 및 전용 소프트웨어 제공



Wide Model : 5203-2 / 5303-2

SPECIFICATIONS

Model	5203-2	5303-2
GAS	Air, O ₂ , N ₂	
Flow Range	±30 L/min	±300 L/min
Flow Accuracy	3% of Reading or 0.01 L/min	3% of Reading or 0.1 L/min
Tube Adapters	3/8 inch, 1/4 inch, 10mm	22mm ISO, 1/2 inch
Tube Options	-	3/4 inch, 3/8 inch NPT, 15mm ISO
Temperature Sensor	Range -10 ~ 50°C, ±1°C	
Display	2.8 inch Color LCD Touchscreen	
Internal Storage	1 GB storage, max 20 datalog files	
Digital Output	USB, RS-232 Serial using an optional USB-A to RS232 converter cable	
Power	5.0 VDC ±5%, 500 mA maximum, Supplied through USB-C port	
Dimensions (L x W x H)	18.1cm x 6.9cm x 5.0cm / Polycarbonate	
Weight	230g, including protective end caps	

