

Filter Pack



Model : 1,2,3,4 stage



용도

Applications

- + 실내 및 대기 중의 입자, 가스 동시 포집

특징

Features

- + 테플론 재질의 스크린 채용으로 매체 사이의 반응 방지
- + 시료의 분석을 위한 건전성 보장
- + 최대 4 stage로 실험 용도에 적합하게 선택 가능
- + 진공 펌프에 쉽게 탈부착 가능

SPECIFICATIONS

Designed to Contain 47mm Filter Media
 #30 Thread at Inlet to Allow Direct Connection to Annular Denuders,
 Manifolds, Cyclones and Other URG omponents

Quality of material	Teflon®
Height	5" (2-Stage)
Weight	1 lbs
Largest Outer Diameter	2 5/8"